

Informationsblatt Mindestanforderungen (pro Arbeitsplatz)

Bezeichnung	microDERM 4.x* (mD120, mD50, microFINDER)	microDERM 3.x* (mD50, microFINDER)
-------------	--	---------------------------------------

Betriebssystem Client

Windows XP (Pro, Home) >SP 1	•	•
Windows Vista	—	—
Windows 7 (Pro, Ent, Ult) 32 Bit	•	•
Windows 7 (Pro, Ent, Ult) 64 Bit	•	—
Sprachen: eng, ger, it, es, fr	•	•

Betriebssystem Server

Windows 2000 (32 Bit)	•	•
Windows 2000 (64 Bit)	•	—
Windows 2003 (32 Bit)	•	•
Windows 2003 (64 Bit)	•	—
Windows 2008 (32 Bit)	•	•
Windows 2008 (64 Bit)	•	—

SQL Datenbank

SQL 2008 R2 Express (32/64 Bit), kostenlos	•	—
MSDE 2000 SQL Server (32 Bit) kostenlos, 2 GB Begrenzung	—	•
MS SQL 2000 Server (32 Bit) kostenpflichtig, 4 GB Begrenzung	—	•

Hardware

Arbeitsspeicher (RAM)	2 GB	1 GB
Festplattenspeicher Client	4 GB	4 GB
Festplattenspeicher Server	15 GB	15 GB
Monitorgröße	19"	17"
Monitorauflösung	1.280 x 1.024	1.024 x 768
Prozessor (CPU)	DualCore, 2 GHz	Pentium 4, 2 GHz
Schnittstelle	USB 2.0	RS232/ Seriell
PCI-Slot	—	1
Grafik	Direct Draw	Direct Draw **

Anmerkung:

Die Richtlinie 93/42/EWG des Medizinproduktegesetzes, international als Medical Device Directive (MDD) bekannt, schreibt vor, dass jedes medizinische Produkt die Auflagen der Normreihe EN 60601 erfüllt (z.B. Verluststrom unter 0,5 mA). Andere Computergeräte (PC, Monitor, Drucker usw.) die mit der microDERM Kamera verbunden sind, müssen ebenfalls diese Vorschriften erfüllen. Der Hersteller medizinischer elektrischer Geräte muss bestätigen, dass seine Produkte die Anforderungen der Richtlinie des Medizinproduktegesetzes erfüllen. Sämtliche Geräte, die über Anschlüsse wie z.B. USB, parallel, RS232, LAN usw. verfügen, müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Visiomed empfiehlt ausschließlich die Verwendung von Produkten, die dem Medizinproduktegesetz entsprechen.

Backup Hardware Unterstützung:

microDERM unterstützt folgende Hardware zur Datensicherung: DVD-R/RW, Second internal Hard Disk***, External Hard Disk, Network Drive

*** (nicht empfohlen - kein Schutz gegen Feuer und Diebstahl)

* Die Angaben beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Lieferung aktuellste Software-Version

* (der VGA Treiber muss folgende Direct Draw Videomodi unterstützen: "Primary Surface", "Back Buffer", "Overlay Surface")

Wichtig: Einige on board Grafikkarten und PCI-e Karten können das Videobild nicht richtig darstellen, wenn die Treiber die Direct Draw Modi nicht vollständig unterstützen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Computerfachhändler, damit Direct Draw Kompatibilität gewährleistet werden kann.

Fragebogen Support (bitte Zutreffendes ausfüllen)

Bezeichnung	Server	Client 1	Client 2	Client 3	Client 4	Client 5
Benutzername:						
Passwort:						
IP-Adresse:						
Team Viewer-ID:						
Team Viewer-Passwort:						
ISDN mit RAS	Einwahl-Nr: Benutzername: Passwort:					

Technische Ansprechpartner der Praxis

Bezeichnung	Technische Ansprechpartner
Firma	
Anschrift	
Ansprechpartner	
Telefon	
E-Mail	

Ansprechpartner Praxisverwaltung

Bezeichnung	Ansprechpartner Praxisverwaltung
Firma	
Anschrift	
Ansprechpartner	
Telefon	
E-Mail	

Datum Unterschrift

Kontaktdaten der Praxis

Bezeichnung	Kontaktdaten
Titel, Name, Vorname:
Firma:
Abteilung:
Position:
Straße/ Postfach:
PLZ, Ort, Land:
Telefon:
Fax:
Email:
Sonstiges/ Notizen:

.....

Datum Unterschrift